



Attraktive Sonderpreise

Verpassen Sie nicht unsere Sonderpreise für
Transferpette® S Mikroliterpipetten und Pipettenspitzen
– nur vom 01.07. bis 30.09.2025

BRAND. For lab. For life.®



brand.de/aktionen

* Alle Preise unverb. Preisempfehlung zzgl. MwSt. Ersparnis in Prozent gegenüber BRAND Preisliste 2025.

Sonderaktion – Pipettieren

Aktionszeitraum: 01.07.25 bis 30.09.25

Jetzt sparen!

Weitere Informationen bei Ihrem Fachhändler oder auf brand.de/aktionen.

Transferpette® S

- + In jeder Haltung: komfortable Einhandbedienung.
- + Für alle Hände: ergonomisches Design.
- + Sicher: Volumenverstellungsschutz verhindert versehentliche Verstellung.

Jetzt bis zu
35%*
sparen!

Transferpette® S, Typ Variabel

Lieferumfang: Transferpette® S, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, Regalhalter und Silikonfett

	Volumenbereich, µl (farbkodiert)	R** ≤ ± %	µl	VK** ≤ %	µl	Teilung µl	Best.-Nr.	Aktionspreis €*
●	0,1 – 1	2	0,02	1,2	0,012	0,001	705868	175,83
●	0,1 – 2,5	1,4	0,035	0,7	0,018	0,002	705869	175,83
●	0,5 – 10	1	0,1	0,5	0,05	0,01	705870	175,83
●	2 – 20	0,8	0,16	0,4	0,08	0,02	705872	175,83
●	5 – 50	0,8	0,4	0,3	0,15	0,05	705873	175,83
●	10 – 100	0,6	0,6	0,2	0,2	0,1	705874	175,83
●	20 – 200	0,6	1,2	0,2	0,4	0,2	705878	175,83
●	100 – 1000	0,6	6	0,2	2	1	705880	175,83
●	500 – 5000	0,6	30	0,2	10	5	705882	175,83
●	1000 – 10000	0,6	60	0,2	20	10	705884	175,83



Transferpette® S, Typ Fix

Lieferumfang: Transferpette® S, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, Regalhalter und Silikonfett

	Volumenbereich, µl (farbkodiert)	R** ≤ ± %	µl	VK** ≤ %	µl	Best.-Nr.	Aktionspreis €*
●	10	1	0,1	0,5	0,05	705808	111,67
●	20	0,8	0,16	0,4	0,08	705816	111,67
●	25	0,8	0,2	0,4	0,1	705820	111,67
●	50	0,8	0,4	0,4	0,2	705828	111,67
●	100	0,6	0,6	0,2	0,4	705838	111,67
●	200	0,6	1,2	0,2	0,2	705844	111,67
●	500	0,6	3	0,2	0,2	705854	111,67
●	1000	0,6	6	0,2	0,2	705862	111,67
●	2000	0,8	16	0,3	0,3	705864	111,67



** Justiert auf 'Ex'. Fehlergrenzen bezogen auf das auf dem Gerät aufgedruckte Nennvolumen (= max. Volumen) bei gleicher Temperatur (20 °C) von Gerät, Umgebung und aqua dest. sowie gleichmäßiger Handhabung. R = Richtigkeit, VK = Variationskoeffizient

* Alle Preise unverb. Preisempfehlung zzgl. MwSt. Ersparnis in Prozent gegenüber BRAND Preisliste 2025.

Pipettenspitzen

- + Reinraumqualität für kontaminationsfreies Arbeiten
- + Perfekter Sitz auf der Mikroliterpipette Transferpette® und vielen anderen Pipetten
- + Umweltfreundliche Nachfüllsysteme

Jetzt bis zu
40%*
sparen!

Volumen µl	Typ	Menge	Verp.-Einh.	Best.-Nr.	Aktionspreis €/**
0,1 - 20	lose	2 000	2 Btl. à 1000	732002	23,04
	lose XXL	10 000	10 Btl. à 1000	732022	18,48
0,5 - 20	lose	2 000	2 Btl. à 1000	732004	21,48
	lose XXL	10 000	10 Btl. à 1000	732024	17,25
2 - 200	lose	1 000	1 Btl. à 1000	732008	14,28
	lose XXL	10 000	10 Btl. à 1000	732028	11,61
5 - 300	lose	1 000	1 Btl. à 1000	732010	17,16
	lose XXL	10 000	10 Btl. à 1000	732030	15,39
50 - 1000	lose	1 000	2 Btl. à 500	732012	16,17
	lose XXL	5 000	10 Btl. à 500	732032	12,96
0,5 - 5 ml	lose	200	1 Btl. à 200	702595	78,05
	lose XXL	1 000	5 Btl. à 200	702600	71,51
1 - 10 ml	lose	1000	10 Btl. à 100	702604	138,92



Abb. Pipettenspitzen lose im Beutel

** Preis pro 1.000 Spitzen

Filterspitzen

- + Reinraumqualität für kontaminationsfreies Arbeiten
- + Perfekter Sitz auf der Mikroliterpipette Transferpette® und vielen anderen Pipetten
- + Umweltfreundliche Nachfüllsysteme

Jetzt bis zu
30%*
sparen!

Volumen µl	Typ	Menge	Verp.-Einh.	Best.-Nr.	Aktionspreis €*
0,1 - 1	TipRack, steril	960	10 Racks à 96	732622	80,89
	TipBox, steril	960	10 Boxen à 96	732722	84,84
0,5 - 10	TipRack, steril	960	10 Racks à 96	732624	75,57
	TipBox, steril	960	10 Boxen à 96	732724	79,31
2 - 20	TipRack, steril	960	10 Racks à 96	732628	65,10
	TipBox, steril	960	10 Boxen à 96	732728	68,46
5 - 100	TipRack, steril	960	10 Racks à 96	732630	66,89
	TipBox, steril	960	10 Boxen à 96	732730	70,18
5 - 200	TipRack, steril	960	10 Racks à 96	732632	66,89
	TipBox, steril	960	10 Boxen à 96	732732	70,18
50 - 1000	TipRack, steril	960	10 Racks à 96	732634	80,26
	TipBox, steril	960	10 Boxen à 96	732734	82,85



Abb. TipRack Nachfüllsystem



Abb. TipBox

* Alle Preise unverb. Preisempfehlung zzgl. MwSt. Ersparnis in Prozent gegenüber BRAND Preisliste 2025

BRAND GMBH + CO KG

Postfach 1155 | 97861 Wertheim | Germany

T +49 9342 808 0 | F +49 9342 808 98000 | info@brand.de | www.brand.de



BRAND. For lab. For life.®

BIO-CERT®, BRAND®, BRAND. For lab. For life.®, Transferpette® sowie die Wort-Bild-Marke BRAND sind Marken oder eingetragene Marken der BRAND GMBH + CO KG, Deutschland. Die Wort-Bild-Marke BRANDGROUP ist Marke oder eingetragene Marke der Brand Group SE & Co. KG, Deutschland. Alle anderen abgebildeten oder wiedergegebenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

© 2025 BRAND GMBH + CO KG | Printed in Germany | 0725



Erneuerbare Energie

Wir produzieren mit 100 % Ökostrom und selbst erzeugtem Strom als Nebenprodukt unserer Wärmeerzeugung in einem effizienten Blockheizkraftwerk.



Nachhaltige Verpackung

Wir verwenden für die Produktverpackungen Kartonen mit einem Recyclinganteil von rund 90 %.



Abfallreduzierung

Die Abfallmenge wird im Vergleich zu den genannten Produkten wie folgt reduziert: TipRack im Vergleich zur TipBox um mehr als 20 %.



BRAND ist mit dem **Gold-Status** als nachhaltiges Unternehmen von EcoVadis ausgezeichnet worden. Mehr Informationen finden Sie unter www.brand.de.

BERATUNG • SERVICE • VERKAUF

GML

GESELLSCHAFT FÜR MEDIZIN- UND LABORTECHNIK
Telefon 0512/582083 • Telefax 0512/582083-20
Internet: www.gml.at • E-Mail: office@gml.at