

b.safe Abluftfilter für Fässer

Schützen Sie sich vor schädlichen Dämpfen aus Entsorgungsfässern mit b.safe Abluftfiltern für Fässer. Mit großer innerer Absorptionsfläche und geringem Staubverhalten bindet die Aktivkohle zuverlässig alle toxischen Stoffe ohne zu verklumpen und entlässt nur reine Luft in den Raum.

Abhängig vom Volumen des Fasses sind diese Abluftfilter in zwei Größen erhältlich: Größe XL für Fässer mit 60-100 Liter Inhalt und Größe XXL für Fässer ab 100 Liter. Abhängig von der Filtergröße beträgt die Standzeit 9 bis 12 Monate. Wann der Austausch notwendig ist, notieren Sie einfach auf dem großzügigen Beschriftungsfeld auf dem Deckel.

Das Filtergehäuse aus PE ist chemisch gut beständig und formstabil. Im Deckel sind außer den Belüftungsöffnungen auch praktische Griffnuten integriert. So kann der Abluftfilter leicht ein- und ausgeschraubt werden.



b.safe Abluftfilter für Fässer

Material: **PE** | Temperaturbeständigkeit: **-50 °C bis +80 °C** |
Chemische Beständigkeit: **+ gut**

Filtergehäuse aus PE mit Anschlussgewinde für direkte Montage auf Fässer. Deckel mit Belüftungsöffnungen und Beschriftungsfeld zur Überwachung der Standzeit. Füllung aus Aktivkohle zur Adsorption von Lösemitteln.

	Größe	Gewinde für Fassanschluss	Standzeit	Verkaufseinheit	Artikelnummer
A	XL	G 3/4"	9 Monate	1 Stück	M 506-21
B	XXL	Mauser 2" (BCS 70x6)	12 Monate	1 Stück	M 506-23
C	XXL	Doppelgewinde G2" (Tri-Sure 2" + G2")	12 Monate	1 Stück	M 506-25

Anwendung:

Sichere Entsorgung von Lösemittelabfällen ohne Entweichen schädlicher Lösemitteldämpfe. Die Aktivkohlefüllung im b.safe Abluftfilter hält Lösemitteldämpfe in der beim Befüllen entweichenden Luft zurück. Die Standzeit lässt sich einfach überwachen: dokumentieren Sie bei Installation das Tauschdatum von Hand im dafür vorgesehenen Beschriftungsfeld auf dem Deckel. Wir empfehlen folgende Filtergrößen: Größe XL für 60-100 Liter Inhalt, Größe XXL für Fässer ab 100 Liter Inhalt.

Belüftungsöffnungen
für gleichmäßige Luft-
strömung



Detailansicht
Doppelgewinde
G2" + TriSure2"

Better **b.safe**

XXL Abluftfilter mit
Doppelgewinde