



designed for scientists



HB 10.3 Schutzhaube HB eco und HB digital

/// Datenblatt

Die Schutzhaube HB 10.3 für die Heizbäder HB eco und HB digital ist erforderlich, sofern nicht in einem Laborabzug gearbeitet werden kann. Die Haube schützt den Anwender u.a. vor heißen Flüssigkeitsspritzern oder bei Bruch des Verdampferkolbens.



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide

www.ika.com

Technische Änderungen vorbehalten



designed for scientists

Technische Daten

Abmessungen (B x H x T) [mm]	340 x 420 x 295
Gewicht [kg]	4
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich [°C]	5 - 40



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide