

Testpapiere

Für die Milchindustrie



Schnellteste für die Milchindustrie

- Schnelle Ergebnisse
- Einfache Handhabung
- Genaue Analytik

MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



Since 1911

MN Schnellteste für die Milchindustrie



In der Milchindustrie werden Testpapiere für die Analytik in der Qualitätskontrolle eingesetzt. Die Testpapiere in dieser speziellen Auswahl liefern wichtige Ergebnisse für Milchbauern und bei der Erzeugung von Milchprodukten. Teststreifen für Peroxid oder Peressigsäure werden z.B. benutzt, um Rückstände von Desinfektionsmitteln in Packungen auszuschließen. Erhitzungsprozesse können einfach und schnell mit Teststreifen für die Enzyme Phosphatase und Peroxidase kontrolliert werden.

Produktinformationen

Test	Produkt	Anwendung	Messbereich	REF
	QUANTOFIX® Peroxid 25	<ul style="list-style-type: none"> Nachweis von Peroxid bis 0,5 mg/L Lagerung bei Raumtemperatur Keine falsch-positiven Ergebnisse 	0 · 0,5 · 2 · 5 · 10 25 mg/L H ₂ O ₂	913 19
	QUANTOFIX® Nitrat/Nitrit	<ul style="list-style-type: none"> Bestimmung von Nitrat und Nitrit mit einem Streifen Eintauchen, ablesen, fertig Sicheres Ergebnis innerhalb 1 Minute 	0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 500 mg/L NO ₃ ⁻ 0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40 80 mg/L NO ₂ ⁻	913 13
	QUANTOFIX® Nitrat 100 NEU !	<ul style="list-style-type: none"> Hochempfindlicher Test z. B. zur Bestimmung von Nitrat in Molke Einfacher und sicherer als Xylenol-Verfahren 2in1 Test für Nitrat und Nitrit 	0 · 5 · 10 · 25 · 50 · 75 · 100 mg/L NO ₃ ⁻ 0 · 0,5 · 2 · 5 · 10 · 25 · 50 mg/L NO ₂ ⁻	913 51
	Phosphatesmo MI	<ul style="list-style-type: none"> Nachweis für die alkalische Phosphatase Einfache Qualitätskontrolle für Pasteurisierung Eintauchen, ablesen, fertig 	Empfindlichkeitsgrenze: 300 U/L alkalische Phosphatase in UHT-Milch	906 12
	Peroxtesmo MI	<ul style="list-style-type: none"> Nachweis der Lactoperoxidase in Milch Einfache Qualitätskontrolle für UHT-Erhitzung Geruchlos und ungiftig für maximale Sicherheit 	Empfindlichkeitsgrenze: 3 % Rohmilch in UHT-Milch	906 27
	WATOR	Wasserverteilung in Butter für einfache Qualitätskontrollen		906 10
	pH-Fix 6,0 – 7,7	Einfacher Schnelltest zur pH-Bestimmung in Milch		921 50
	Eutertestpapier	Einfacher Hinweis auf Mastitis		907 48
	QUANTOFIX® Peressigsäure 50	Nachweis von bis zu 50 mg/L Peressigsäure		913 40
	QUANTOFIX® Peroxid 1000	Spezifischer Nachweis von bis zu 1000 mg/L Peroxid		913 33
	QUANTOFIX® Calcium	Einfache Bestimmung von 10–100 mg/L Calcium in Milch		913 24
	QUANTOFIX® Chlor Sensitive	Nachweis an Spuren von Gesamtchlor bis 0,1 mg/L		913 39

QUANTOFIX® Relax

REF 913 46

Das Gerät dient zur schnellen und einfachen Auswertung von QUANTOFIX® Teststreifen. Innerhalb weniger Sekunden erhält man ein quantitatives Ergebnis und einen Ausdruck. Die Ergebnisse werden gespeichert und können auch an einen PC übertragen werden. Damit können Sie Entscheidungen zum Betriebsablauf auf eine sichere Grundlage stellen.

QUANTOFIX® Relax für sichere Qualitätskontrolle

- Höchste Präzision
- Objektive Ergebnisse
- Einfache Ergebnisverwaltung

Diese Tests eignen sich für die Auswertung mit dem QUANTOFIX® Relax.

www.mn-net.com



MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6–8 · 52355 Düren · Deutschland

Deutschland
und International:
Tel.: +49 24 21 969-0
Fax: +49 24 21 969-199
E-Mail: info@mn-net.com

Schweiz:
MACHEREY-NAGEL AG
Tel.: +41 62 388 55 00
Fax: +41 62 388 55 05
E-Mail: sales-ch@mn-net.com

Frankreich:
MACHEREY-NAGEL EURL
Tel.: +33 388 68 22 68
Fax: +33 388 51 76 88
E-Mail: sales-fr@mn-net.com

USA:
MACHEREY-NAGEL Inc.
Tel.: +1 484 821 0984
Fax: +1 484 821 1272
E-Mail: sales-us@mn-net.com

