



Praxisliege

für Untersuchung und Behandlung


- Gestell aus Formrohr größter Stabilität, pulverbeschichtet nach RAL 7035, Füße querverstrebt
- 60 mm starke Polsterung, Kunstlederbezug nach Farbmusterkarte
- Alle Kanten rundgepolstert (Kantenschutz)
- Kopfteil mit doppeltem Verstellbeschlag

Lieferung zerlegt im Karton.



in verschiedenen Varianten lieferbar

Praxisliege



Standard

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	x 65	x 65 cm	120.665	..
195	x 65	x 70 cm	120.670	..
195	x 65	x 75 cm	120.675	..
195	x 65	x 80 cm	120.680	..
195	x 80	x 65 cm	120.865	..
195	x 80	x 70 cm	120.870	..
195	x 80	x 75 cm	120.875	..
195	x 80	x 80 cm	120.880	..



Kopf- und Fußteil verstellbar


Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	x 65	x 65 cm	121.665	..
195	x 65	x 70 cm	121.670	..
195	x 65	x 75 cm	121.675	..
195	x 65	x 80 cm	121.680	..
195	x 80	x 65 cm	121.865	..
195	x 80	x 70 cm	121.870	..
195	x 80	x 75 cm	121.875	..
195	x 80	x 80 cm	121.880	..



80 cm langer Kopfteil für Ultraschall und Gastroskopie


Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195	x 65	x 65 cm	123.665	..
195	x 65	x 70 cm	123.670	..
195	x 65	x 75 cm	123.675	..
195	x 65	x 80 cm	123.680	..
195	x 80	x 65 cm	123.865	..
195	x 80	x 70 cm	123.870	..
195	x 80	x 75 cm	123.875	..
195	x 80	x 80 cm	123.880	..

Zubehör für Praxisliege




Papierrollenhalter

850.000



Nasenschlitz

851.000




OP-Schiene 500 mm fix montiert
OP-Schiene 1000 mm fix montiert

856.000
856.001




Infusionshalter höhenverstellbar mit Kloben für OP-Schiene

852.001




Armauflage mehrfach verstellbar mit Kloben für OP-Schiene

853.001



Edelstahlschwenkschale mit Kloben für OP-Schiene

854.001



Rollen 75 mm Ø, 4 Stk. (2 Stk. mit Totalfeststeller)
Rollen 75 mm Ø, 4 Stk. mit Totalfeststeller
Rollen 100 mm Ø, 4 Stk. (2 Stk. mit Totalfeststeller)
Rollen 100 mm Ø, 4 Stk. mit Totalfeststeller

890.000
890.001
891.000
891.001