



SLIM LINE Physio

- Pulverbeschichtetes Gestell (RAL 7035) von größter Stabilität
- Feststehend oder fahrbar mit arretierbaren, rutschfesten Gummifüßen
- Achsweiser Blockierung bei fahrbarer Ausführung möglich
- Hydraulische oder elektrische Höhenverstellung
- Höhenverstellung von 45 – 90 cm
- 60 mm starke Polsterung; Kunstlederbezug lt. Farbkarte
- Sämtliche Kanten rundgepolstert (Kantenschutz)
- Gasfederunterstützter Kopfteil, positiv und negativ verstellbar mit Nasenschlitz
- Optional mit geteiltem Fußteil erhältlich
- Kopfteil mit absenkbarer Armauflage (Option)
- Sicherheitsfußschalter verhindert unbeabsichtigtes Betätigen




Fußpedal beidseits der Liege bei hydraulischer Ausführung



SLIM LINE Physiotherapie

Standard



Hydraulisch, feststehend

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195 x 65 x 45 - 90 cm			223.600	..
195 x 80 x 45 - 90 cm			223.800	..

Hydraulisch, fahrbar

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195 x 65 x 45 - 90 cm			223.601	..
195 x 80 x 45 - 90 cm			223.801	..

Elektrisch, feststehend


Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195 x 65 x 45 - 90 cm			213.600	..
195 x 80 x 45 - 90 cm			213.800	..

Elektrisch, fahrbar

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195 x 65 x 45 - 90 cm			213.601	..
195 x 80 x 45 - 90 cm			213.801	..

SLIM LINE Physiotherapie

mit absenkbaren Armauflagen



Hydraulisch, feststehend

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195 x 65 x 45 - 90 cm			225.600	..

Hydraulisch, fahrbar

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195 x 65 x 45 - 90 cm			225.601	..

Elektrisch, feststehend


Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195 x 65 x 45 - 90 cm			215.600	..

Elektrisch, fahrbar

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195 x 65 x 45 - 90 cm			215.601	..

SLIM LINE Physiotherapie

mit absenkbaren Armauflagen und geteiltem Fußteil



Hydraulisch, feststehend

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195 x 65 x 45 - 90 cm			226.600	..

Hydraulisch, fahrbar

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195 x 65 x 45 - 90 cm			226.601	..





Elektrisch, feststehend

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195 x 65 x 45 - 90 cm			216.600	..

Elektrisch, fahrbar

Länge	Breite	Höhe	Bestell-Nr.	Farbcode für Polsterung anfügen
195 x 65 x 45 - 90 cm			216.601	..

Zubehör für SLIM LINE Physiotherapieliege

	Papierrollenhalter Montage erfolgt am Fußende!	850.004
	Aufnahmebüchse für Rumpffixierhorn Achtung: Nachträgliche Montage nicht möglich!	870.001
	Rumpffixierhorn	872.000
	Führungsschienenset Achtung: Nachträgliche Montage nicht möglich!	875.001
	Klemmhalterung für Achselfixierhorn zur Montage auf Führungsschienen	871.002
	Achselfixierhorn	871.000
	Klemmhalterung für Fixiergurt (Paar) zur Montage auf Führungsschienen	873.001
	Fixiergurt, L = 1.6 m	874.000
	Zusätzlicher Fußschalter für elektr. Höhenverstellung	880.001