

## SOFT NITRIL BLACK 100




GRÖSSE	ARTIKELNUMMER
--------	---------------

S	9002
---	------

M	9003
---	------

L	9004
---	------

XL	9005
----	------



**SKU:** N/A

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

<b>MATERIAL</b>	<i>Nitril</i>
<b>FARBE</b>	<i>schwarz</i>
<b>LÄNGE</b>	<i>240 mm</i>
<b>GRÖSSE</b>	<i>S (6,0 - 7,0), M (7,0 - 8,0), L (8,0 - 9,0), XL (9,0 - 10)</i>
<b>PRODUKTMERKMALE</b>	<i>mikrogeraute Handfläche, puderfrei, Rollrand, unsteril</i>
<b>AQL</b>	<i>1.5</i>

**NORMEN HANDSCHUHE***EN 455, T. 1-4, CE, EN 374***VERPACKUNGSGEHALT***Box à 100 Stück***VERSANDEINHEIT***10 Boxen*